

江
工
山
山
工
山



SAESHIN

TRAUS SUS20

Ультразвуковой пьезоаппарат

- TRAUS SUS 20 облегчает работу хирурга благодаря инновационной технологии ультразвука
- Ультразвуковой наконечник активен только на твердых тканях и неинвазивный на мягкие ткани, что позволяет значительно повысить безопасность, эффективность и уменьшить боль во время операции
- Собственная технология Piezo позволяет оптимизировать производительность благодаря мощному выводу
- Нагрев костей не допускается или минимизируется путем введения физиологического раствора с макс. скоростью 90 мл/мин



Наконечник

LED



PEZ10LN

- Рабочая частота 27±кГц
- Размер 148,5 *Ø 23,8 мм
- Вес 233 гр
- Мощность света 2,400 лк

Пьезо наконечники

Стандартный набор

OT Остеотомия		OP Остео- пластика	SL Синус лифтинг	EX Экстракция	IM Подготовка имплантата
SP-SAW	SP-SAW R	SP-320	SP-400	SP-610	SP-016



Пьезо
наконечники
6 шт

Блок управления

- 3 уровня мощности
- Плюс 4 уровня усиления
- 5 программируемых функций памяти
- Простая установка ирригационной трубки
- Функция Clean/Ready для дополнительной надежности
- Широкий ЖК-экран для удобного управления
- частота: 27±3 кГц
- Водонепроницаемая ножная педаль: IPX8
- Размеры (мм): Ш 285,5 x Г 261 x 121,7
- Мощность светодиода наконечника: 24 000 люкс
- Крутящий момент: 5 ~ 70 Н см



Траус SUS20

Пьезо наконечники

ОТ
Остеотомия



SP SAW

Основная микро пила / Трансплантация костного блока / Расщепление гребня



SP SAW L (левая)

Угловая микро пила / Пересадка костного блока



SP SAW R (правая)

Угловая микро пила / Пересадка костного блока



SP- RS1

Расщепление гребня



SP SAW RD

Микро пила с закругленными краями, пересадка костного блока



SP- SAW BS *

Мощная костная пластика, пересадка костного блока

ОР
Остеопластика



SP – 100

Скребок / Ремоделирование кости и сбор костной стружки



SP – 320

Для остеопластики



SP – 321

Для остеопластики

ЕХ
Экстракция



SP-610

Основной скальпель для извлечения

SL
Синус
лифтинг



SP-BT2

Для остеопластики и остеотомии



SP – BT3

Для остеопластики и остеотомии



SP – 400

Мембранный разделитель синуса



SP- 401D

Мембранный разделитель синуса



SP – ST 1

Для остеотомии при синус лифтинге

IM
Препарация
имплантата



SP – 016

Для подготовки места имплантации



SP – 020is

Для подготовки места имплантации
Силиконовые пробки * 4



SP – 028i

Для подготовки места имплантации



SP – 028i 4H

Для подготовки места имплантации
с 4-мя распылителями воды



- Наконечники не стерилизуются перед упаковкой. Пожалуйста, простерилизуйте перед использованием.
- Не допускайте, чтобы наконечник касался языка, губ или щек пациента. Это может обжечь пациента.



ТОО «Joseph»
Официальный представитель компании Saeshin
Call center +7 707 500 88 11